

TORNOZELEIRA

# ANKLE SHIELD®

BY SALVAPÉ

+ ESTABILIDADE

+ SEGURANÇA

+ CONFORTO

PREVENÇÃO E  
TRATAMENTO EM

**TODOS**

OS ESPORTES!





Fecho duplo permite ajuste preciso e maior conforto.

Tala interna oferece reforço adicional.

Tira para prevenção de inversão da articulação.

Faixa em Y garante a estabilidade.

Faixas anti-derrapantes garantem a firmeza dentro do calçado.

Tecido compressivo e leve de baixo perfil.

ESTIMA-SE QUE SÃO  
**MAIS DE 340 MIL**  
 LESÕES DE TORNOZELO  
 AO ANO NO BRASIL<sup>1</sup>.



INVERSÃO É A CAUSA DE  
**MAIS 85% DOS CASOS**  
 DE LESÕES DO TORNOZELO<sup>2</sup>.

A Tornozeleira Ankle Shield® é confeccionada em **material compressivo e leve**. Pode ser utilizada com quase qualquer tipo de calçado, principalmente esportivos.

Seu sistema de **estabilização em Y** proporciona segurança excepcional seja durante o uso preventivo ou durante a recuperação de lesões.

Com faixa de **reforço para prevenção de inversão** do tornozelo, responsável por 85% da lesões da articulação.

O **design aberto e regulável** permite ajuste singular a cada paciente e controle do nível de compressão.

Os **estabilizadores laterais anatômicos** internos oferecem estabilidade e segurança adicional.

TORNOZELEIRA

ANKLE  
**SHIELD**®

BY SALVAPÉ

**REF.: 604**

TORNOZELEIRA

# ANKLE SHIELD®

BY SALVAPÉ

Produtos Fabricados por:



## TABELA DE MEDIDAS

Compare o número de calçado que o paciente utiliza com a tabela abaixo para saber o tamanho ideal da Tornozeleira Ankle Shield®.

### Nº do Calçado

<b>P</b>	do 34 ao 36
<b>M</b>	do 37 ao 39
<b>G</b>	do 40 ao 43
<b>GG</b>	do 44 ao 46

Disponível nos modelos Esquerdo e Direito.

[facebook.com/SalvapeOficial](https://facebook.com/SalvapeOficial)

[@Salvape.Oficial](https://instagram.com/Salvape.Oficial)

[www.salvape.com.br](http://www.salvape.com.br)

11 3346 4535